

Pansement transparent adhésif stérile - TEGADERM FILM



Description

- Pansement fin et transparent qui permet la visualisation permanente de la plaie ou du site de ponction.
- Sa finesse et son élasticité lui permettent de s'adapter sans difficulté à toutes les localisations et de se retirer sans traumatisme pour la peau.
- Pansement primaire ou secondaire pour soins de plaies, brûlures, ulcères, escarres de stade I et II peu exsudatifs, sites donneurs de greffe. Protection oculaire. Protection des plaies en balnéothérapie.
- Fixation de cathéters, de sondes et canules, de pansements.
- Pansement adhésif transparent stérile, marquage CE de classe IIa : BSI 0086, DQS 0297.
- Facile à manipuler même avec des gants.

Caractéristiques

- Ce film adhésif transparent stérile est très souple et résistant.
- Pansement semi-perméable, il ne laisse passer ni eau, ni bactéries, ni virus (HIV 1 et HBV) autorisant les douches. Le site ou la plaie est ainsi protégé de tout risque de contamination extérieure.
- Perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau; il favorise la cicatrisation en milieu humide, et limite la recolonisation bactérienne pendant 7 jours.
- Il possède la somme d'études cliniques (efficacité, sécurité, rapport: coût/efficacité) la plus riche de sa catégorie, en particulier sur l'utilisation des films comme maintien de cathéters périphériques et centraux.
- Son cadre de pose unique rend son maniement aisé et permet une mise en place précise, stérile et aseptique du pansement, limitant la tension lors de la pose.
- Imperméable à l'eau, il autorise les douches.
- **Composition :**
 - Matière : le pansement 3M Tegaderm ne contient pas de latex ni de colophane ;
 - Support : film polyuréthane, d'une épaisseur inférieure à 25 microns ;
 - Cadre de pose et liner en papier siliconé ;
 - Adhésif : Copolymère d'acrylate hypoallergénique, sensible à la pression ;
 - Pour le renfort de certains pansements 3MTM TegadermTM : support perforé multi-extensible à base de polyester non tissé.
- **Emballage (Ne contient pas de latex) :** en sachet individuel papier, fermé par simple soudure.
- **Stérilisation :**
 - Effectuée par irradiation Gamma au Cobalt 60 à dose minimale de 25 kGy ;
 - Effectuée par 3M Brookings Microlab, 601 22nd Ave. South, Brookings, South Dakota, 57006, USA pour les produits en provenance des Etats-Unis ;
 - Usine de Kamen, Edisonstrasse 6, 59174 Kamen Allemagne, pour les produits fabriqués en Allemagne.
- **Tests :**
 - Perméabilité à la vapeur d'eau : 850 g / m² / 24h ;
 - Perméabilité à l'oxygène : 2000 cc / m² / 24h ;
 - Imperméable à l'eau et aux bactéries ;
 - Élongation avant rupture : 757 % ;
 - Adhérence à la peau : TO: 17,2 g / cm, T48h: 43,6 g/cm.
- **Biocompatibilité :**
 - Cytotoxicité sur fibroblastes : minimale (1,5/0,75) ;
 - Indice d'irritation primaire : non irritant (0,0/8,0) ;
 - Irritation oculaire aiguë: non irritant ;
 - Test de sensibilisation sous-cutanée (Draize) : absence d'allergie de contact; adhésif considéré comme hypoallergénique ;
 - Irritation cumulative : pas d'allergie de contact.
- **Précautions d'emploi :**
 - Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des composants ;
 - Ne pas étirer le pansement en le posant au risque de créer des lésions cutanées mécaniques.
- **Date d'expiration du produit et conservation :** 3 ans dans des conditions de stockage normales soit une température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30-60 % RH.
- **Mode d'élimination :** incinération.